



## **Information sur l'utilisation de la thérapie BEMER** **dans la polyarthrite chronique évolutive**

Le mot polyarthrite vient du grec πολυ (poly) = beaucoup. Il décrit toute maladie de type inflammatoire qui atteint au moins cinq articulations. On fait la distinction entre la forme aiguë et la forme chronique, cette dernière étant décrite comme polyarthrite rhumatoïde.

Elle représente la forme de rhumatisme inflammatoire la plus fréquente. Ses causes ne sont pas encore totalement éclaircies à ce jour. Comme les processus inflammatoires qui se produisent dans la synovie de l'articulation sont dus à des cellules immunitaires propres de l'organisme, on classe actuellement cette affection dans les maladies autoimmunes.

Au contraire des affections dégénératives des articulations comme l'arthrose, les douleurs violentes se manifestent en première lieu au repos et diminuent lorsque les articulations atteintes sont en mouvement. Ce sont les petites articulations de doigts et des orteils qui sont touchées de façon typique. Une autre caractéristique est l'atteinte symétrique des articulations ainsi qu'une raideur matinale qui, selon la gravité, peut être de longue durée et l'enflure due à une accumulation de liquide synovial à l'intérieur de l'articulation.

Bien que les symptômes « aigus » se limitent au niveau des articulations, d'autres signes pathologiques se manifestent de façon générale comme une sensation morbide, une diminution du rendement, de la fatigue, une perte de poids et une tendance à la dépression.

Bien que rares, on craint l'apparition des processus inflammatoires dans d'autres organes, comme au niveau du péricarde, de la plèvre ou des petits vaisseaux, ce qui peut entraîner des transformations des structures tissulaires ou organiques.

Les traitements conventionnels se concentrent tout d'abord sur la diminution de la douleur lors des crises aiguës et du contrôle de la maladie à l'aide de médicaments spécifiques. Ils sont complétés par de la gymnastique médicale et de la physiothérapie, de l'ergothérapie, du soutien psychologique et l'information du patient. Le traitement adéquat des malades atteints d'arthrite rhumatoïde réclame une très étroite collaboration avec le personnel médical et une constante adaptation des mesures thérapeutiques en fonction de l'évolution de la maladie, de ses stades, ainsi que des symptômes et des limitations des mouvements.

Une autre possibilité thérapeutique est représentée par la thérapie par champs magnétiques pulsés à faible intensité. Ces champs peuvent limiter les processus inflammatoires, soutenir la régénération des structures atteintes et aider à diminuer les atteintes générales.

Les effets de la thérapie BEMER particulièrement intéressants pour le traitement des inflammations articulaires chroniques sont :

- L'amélioration de la microcirculation au niveau des tissus atteints, avec une élimination de l'acidité et des déchets métaboliques.
- L'activation potentielle des « protéines réparatrices » et des enzymes anti-inflammatoires, ce qui soutient au mieux la régénération des tissus atteints.
- L'action d'harmonisation aux plans psycho- et neurovégétatifs.

La thérapie par les champs électromagnétiques comme celle, optimale, du dispositif BEMER 3000, est une méthode thérapeutique complexe, qui n'améliore pas seulement la perfusion et l'apport d'oxygène dans le cerveau, mais active de façon générale le métabolisme de l'ensemble de l'organisme.

L'ensemble des actions décrites ci-dessus ainsi que les effets observés empiriquement comme l'accélération générale de la régénération, le renforcement et la stabilisation du système immunitaire et enfin la diminution des douleurs, peuvent avoir une action positive sur l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde et soutenir l'organisme dans ses possibilités d'autorégulation et d'autoguérison.

#### Recommandation d'emploi du dispositif BEMER dans la polyarthrite chronique évolutive:

Deux fois par jour la natte à anneaux selon le plan de base et une fois par jour en plus la même natte au degré 10. Il est recommandé d'utiliser localement l'applicateur intensif, avec le programme P3 lors des crises, sinon avec le programme P4.

Comme la thérapie BEMER peut éventuellement amener une amélioration de la métabolisation des médicaments, il serait recommandé de diminuer les doses prescrites, naturellement après entente avec le médecin traitant !.

Lorsque l'on constate une hyperacidité (des articulations), des minéraux à action basique, des bains basiques ainsi que d'autres mesures, également de type alimentaire, conduisant à une diminution de l'acidité, sont utiles.

La thérapie BEMER peut se combiner avec tous les autres traitements conventionnels et contribuer de façon positive à l'action principale des médicaments et à une diminution de leurs effets secondaires.

Une étude d'application médicale sous l'égide de l'Académie pour la Bioénergétique a documenté l'action de la thérapie BEMER chez l'homme.

2031 cas de maladies ont été répertoriés, dont 95 concernaient des troubles dus à des maladies rhumatismales et à des douleurs articulaires. La durée moyenne du traitement était de 6 semaines: 75% des patients observèrent une nette diminution des symptômes, voire leur disparition, 18 % ressentirent une amélioration et dans 7% des cas, il n'y eut pas de changement de l'état de base.